

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Pkc Gamma Per Wb, If/Icc, Elisa - P05129

Numero articolo: CM0027969



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro PKC gamma, validato per WB, IF/ICC e ELISA. Reagisce in modo crociato con uomo, topo e ratto. Adatto per la ricerca sulle neuroscienze e la segnalazione delle chinasi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	PKC gamma Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	PKCC; PKCG; SCA14; PKCI(3); PKCgamma; PKC-gamma; PKC gamma
Specie	Uomo
GeneID (uomo)	5582
GeneID	5582
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 558-697 della PKC gamma umana (NP_002730.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P05129
Peso proteico	78 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio