

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Pkc Mu (Prkd1) Per Wb Ed Elisa - Q15139

Numero articolo: CM0007092

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio ad alta specificità diretto contro la PKC mu umana (PRKD1, Q15139). Validato per WB ed ELISA con reattività crociata verso topo e ratto. Ideale per lo studio della segnalazione delle chinasi, della migrazione cellulare, del trasporto dal Golgi e della ricerca cardiaca.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb di coniglio anti-PKC mu
Note/Alias	PKD; PKCM; CHDED; PRKCM; PKC-MU; PKC mu
Specie	Umano
GeneID (umano)	5587
GeneID	5587
Immunogeno	Peptide sintetico - Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 200-300 della PKC mu umana (Q15139).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo, ratto
SWISS	Q15139
Peso della proteina	102 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante