

Anticorpo Policlonale Anti-Pkc Mu Di Coniglio Per Wb Ed Elisa - Q15139

Numero articolo: CM0021798

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro la PKC mu umana (PRKD1) adatto per Western blot ed ELISA. Reagisce in modo crociato con il topo. Utile per studi sulla segnalazione cellulare, sul cancro e sull'ipertrofia cardiaca.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	PKC mu Rabbit pAb
Note/Alias	PKD; PKCM; CHDED; PRKCM; PKC-MU; PKC mu
Specie	Umana
ID Gene (Umano)	5587
ID Gene	5587
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 800-900 della PKC mu umana (NP_002733.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Umana, Topo
SWISS	Q15139
Peso Proteico	102kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio