

Anticorpo Monoclonale Anti-Pkc Zeta Per Wb, Elisa - Q05513

Numero articolo: CM0007061

introduzione

CamelBio offre un anticorpo monoclonale di coniglio anti-PKC zeta validato per WB ed ELISA. La proteina bersaglio protein chinasi C zeta (PRKCZ, PKC2) è coinvolta nella via PI3K, nell'attivazione di NF-kB e nella polarità cellulare. Ideale per la ricerca su campioni umani nell'ambito della segnalazione cellulare, dell'infiammazione e del cancro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb di coniglio anti-PKC zeta
Note/Alias	PRKCZ; PKC-ZETA; PKC2; protein chinasi C zeta; PKC zeta
Specie	Uomo
GeneID	5590
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-100 della PKC zeta umana (NP_002735.3)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo
SWISS	Q05513
Peso della proteina	46kDa/56kDa/67kDa
Spedizione	Borsa refrigerante