

Anticorpo Policlonale Anti-Pkc Zeta Per Wb, If/Icc, Elisa - Q05513

Numero articolo: CM0029470

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro PKC zeta (nPKC-zeta), validato per WB, IF/ICC, ELISA in umano, topo, ratto. Utile per studiare la via PI3K, la cascata MAPK, la polarità cellulare, l'attivazione di NF-kB, la segnalazione insulinica e l'infiammazione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	PKC zeta Rabbit pAb
Note/Alias	PKC2; PKC-ZETA; PKC zeta
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	5590
Gene ID	5590
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 476-547 della PKC zeta umana (NP_002735.3).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q05513
Peso Proteico	68kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio