

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Pkc Zeta Per Wb, Elisa - Q05513

Numero articolo: CM0016651

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro la PKC zeta umana (SWISS Q05513), validato per WB ed ELISA con cross-reattività verso topo e ratto. Ideale per lo studio delle vie di segnalazione PI3K, MAPK e NF-kappa-B.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifiche
Nome del prodotto	PKC zeta Rabbit pAb
Note/Alias	PKC2; PKC-ZETA; PKC zeta
Specie	Umana
GeneID (umana)	5590
GeneID	5590
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 476-547 della PKC zeta umana (NP_002735.3)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Cross-reattività	Uomo, topo, ratto
SWISS	Q05513
Peso della proteina	68 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante