


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Pkce Per Wb, Elisa - Q02156

Numero articolo: CM0006392



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio diretto contro PKCε (nPKC-epsilon) per Western blot ed ELISA. Mostra reattività nelle specie umana, murina e di ratto. Adatto per studi sulla segnalazione delle chinasi nell'adesione cellulare, nella migrazione e nella risposta immunitaria.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb di coniglio anti-PKCε
Note/alias	PKCE; nPKC-epsilon; PKCε
Specie	Uomo
ID del gene	5581
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 488-737 della PKCε umana (NP_005391.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo, ratto
SWISS	Q02156
Peso della proteina	84 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante