

Anticorpo Policlonale Rabbit Anti-Pkd1L2 Per Wb, Elisa - Q7Z442

Numero articolo: CM0015835

introduzione

Anticorpo policlonale rabbit contro PKD1L2 umano, validato per Western blot e ELISA. Reagisce in modo crociato con il topo. Ideale per lo studio della funzione della proteina 2 simile alla policistina-1.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	PKD1L2 Rabbit pAb
Note / Alias	PC1L2; PKD1L2
Specie	Uomo
GenelD (umano)	114780
GenelD	114780
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-306 di PKD1L2 umano (NP_001265352.1)
Origine	Rabbit
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Topo
SWISS	Q7Z442
Peso proteico	273kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio