


## Anticorpo Policlonale Anti-Pkd2 Di Coniglio Per Wb, Elisa - Q13563

Numero articolo: CM0025753



### introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro la Policistina-2 umana (PKD2). Adatto per WB ed ELISA; reagisce in modo crociato con umano, topo, ratto. Ideale per studiare la funzione del canale del calcio e la malattia renale policistica.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro           | Valore                                                                                                                       |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome Prodotto       | PKD2 Rabbit pAb                                                                                                              |
| Note/Alias          | PC2; PKD4; Pc-2; APKD2; TRPP2; PKD2                                                                                          |
| Specie              | Umano                                                                                                                        |
| GeneID (Umano)      | 5311                                                                                                                         |
| GeneID              | 5311                                                                                                                         |
| Immunogeno          | Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 879-968 di PKD2 umana (NP_000288.1) |
| Sorgente            | Coniglio                                                                                                                     |
| Categoria           | Anticorpi Policlonali                                                                                                        |
| Applicazione        | WB, ELISA                                                                                                                    |
| Reattività Crociata | Umano, Topo, Ratto                                                                                                           |
| SWISS               | Q13563                                                                                                                       |
| Peso Proteico       | 110kDa                                                                                                                       |
| Spedizione          | Sacca refrigerante                                                                                                           |