


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Pkm1/2 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P14618

Numero articolo: CM0018609



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro PKM1/2 (SWISS P14618), validato per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA; reagisce crociatamente con campioni umani, di topo e di ratto. Ideale per la ricerca sulla glicolisi e sul metabolismo tumorale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	PKM1/2 Rabbit pAb
Note/Alias	PK3; TCB; p58; OIP3; PKM2; CTHBP; THBP1; HEL-S-30; PKM1/2
Specie	Uomo
ID del gene (uomo)	5315
ID del gene	5315
Immunogeno	Proteina ricombinante
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo, ratto
SWISS	P14618
Peso della proteina	58 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante