


Anticorpo Monoclonale Anti-Pkm1/2 Rabbit Polymab® Per Wb, If/Icc, If-P, Ihc-P, Elisa - P14618

Numero articolo: CM0008594



introduzione

Anticorpo monoclonale anti-PKM1/2 di coniglio di alta qualità, validato per WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA. Reagisce in modo crociato con topo e ratto. Ideale per studi sulla glicolisi e sul metabolismo tumorale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	PKM1/2 Rabbit PolymAb®
Osservazioni/Alias	PK3; TCB; p58; OIP3; PKM2; CTHBP; THBP1; HEL-S-30
Specie	Umano
GeneID (Umano)	5315
GeneID	5315
Immunogeno	Peptide sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 321-420 di PKM1/2 umano (NP_001193728.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P14618
Peso Proteico	58kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio