


Anticorpo Monoclonale Anti-Pkm2 Per Wb, If/Icc, Ip, Elisa - P14618

Numero articolo: CM0002995



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio specifico per PKM2 umano. Validato per WB, IF/ICC, IP ed ELISA. Reagisce con umano, topo e ratto. Mira all'enzima glicolitico chiave e al marcatore tumorale piruvato chinasi M2. Ideale per ricerche sul metabolismo del cancro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	mAb di coniglio specifico per PKM2
Note/Alias	PK3; TCB; p58; OIP3; PKM2; CTHBP; THBP1; HEL-S-30; specifico per PKM2
Specie	Umano
GeneID (Umano)	5315
GeneID	5315
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 380-480 del PKM2 umano specifico (NP_002649.3)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P14618
Peso Proteico	58kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio