


Anticorpo Policlonale Anti-Pkm2 Di Coniglio Per Wb, If/Icc, Elisa - P14618

Numero articolo: CM0015422



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro PKM2, validato per WB, IF/ICC ed ELISA. Reagisce con PKM2 umano, di topo e di ratto. Adatto per la ricerca sulla glicolisi e sul metabolismo tumorale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	PKM2 Rabbit pAb
Note/Alias	PK3, TCB, p58, OIP3, PKM2, CTHBP, THBP1, HEL-S-30
Specie	Umano
GeneID	5315
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 11-221 di PKM2 (NP_001193728.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P14618
Peso Molecolare Proteina	58kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio