


Anticorpo Policlonale Anti-Pkmyt1 Per Wb Ed Elisa - Q99640

Numero articolo: CM0020550



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-PKMYT1 validato per western blot ed ELISA, con reattività crociata con la chinasi PKMYT1 umana, murina e di ratto. Uno strumento essenziale per la ricerca sulla regolazione del ciclo cellulare e della mitosi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifiche
Nome del prodotto	PKMYT1 pAb di coniglio
Note/alias	MYT1; PPP1R126; PKMYT1
Specie	Uomo
GeneID (uomo)	9088
GeneID	9088
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 75-362 della PKMYT1 umana (NP_004194.3)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo, ratto
SWISS	Q99640
Peso della proteina	55 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante