


Anticorpo Policlonale Anti-Pkn1 Per Wb, Elisa - Q16512

Numero articolo: CM0013156



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro PKN1 convalidato per WB e ELISA. Reagisce con PKN1 umano e murino, una serina/treonina chinasi coinvolta nella regolazione del citoscheletro, nella migrazione cellulare e nella trascrizione. Ideale per la ricerca sul cancro e sulla segnalazione cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	PKN1 Rabbit pAb
Note/Alias	DBK; PKN; PAK1; PRK1; PAK-1; PRKCL1; PKN-ALPHA; PKN1
Specie	Uomo
ID gene	5585 (Uomo)
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-300 di PKN1 umano (NP_002732.3).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività incrociata	Uomo, Topo
SWISS	Q16512
Peso proteico	104kDa
Spedizione	Ghiaccio secco