


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Pknox1 Per Wb, Elisa - P55347

Numero articolo: CM0024226



introduzione

Anticorpo Policlonale di Coniglio PKNOX1 validato per Western Blot (WB) ed ELISA, adatto per rilevare PKNOX1 (PREP-1) in campioni umani e di topo. Ideale per la ricerca sulla regolazione trascrizionale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	PKNOX1 Rabbit pAb
Note/Alias	PREP1; pknox1c; PKNOX1
Specie	Umano
GeneID	5316
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 322-436 di PKNOX1 umano (NP_004562.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo
SWISS	P55347
Peso Proteico	48kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio