


Anticorpo Policlonale Anti-Pkp2 Per Wb - Q99959

Numero articolo: CM0027839



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che targeting PKP2 (Plakophilin-2). Validato per WB e ELISA su umano, topo e ratto. Immunogeno aa 578-837. Per la biologia dei desmosomi, l'elettrofisiologia cardiaca e la ricerca sulla restrizione dell'ospite dell'influenza A.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	PKP2 pAb coniglio
Osservazioni/Alias	ARVD9; PKP2
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	5318
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 578-837 del PKP2 umano (NP_001005242.2)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q99959
Peso proteico	97kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio