

Anticorpo Monoclonale Anti-Pkr/Eif2Ak2 Per Wb, If/Icc, Elisa - P19525

Numero articolo: CM0002728



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio Anti-PKR/EIF2AK2 validato per WB, IF/ICC, ELISA in campioni umani. Rileva la chinasi attivata da dsRNA indotta da interferone coinvolta nell'immunità innata antivirale. Adatto per la ricerca sulle infezioni virali e sulla risposta allo stress.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Anticorpo monoclonale di coniglio PKR/EIF2AK2
Note/Alias	PKR; PRKR; DYT33; LEUDEN; EIF2AK1; PPP1R83; PKR/EIF2AK2
Specie	Umano
GeneID (Umano)	5610
GeneID	5610
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 450-551 di PKR/EIF2AK2 umano (P19525).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	P19525
Peso Proteico	62 kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio