

Anti-Pkr/Eif2Ak2 Coniglio Anticorpo Policlonale Per Wb, Elisa - P19525

Numero articolo: CM0024808



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro PKR/EIF2AK2 umano, validato per WB ed ELISA. Riconosce la chinasi attivata da dsRNA indotta dall'interferone, critica per l'immunità innata antivirale, la risposta allo stress e la trasduzione del segnale. Adatta per ricerche su infezioni virali, cancro e infiammazione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	PKR/EIF2AK2 Coniglio pAb
Note/Alias	PKR; PRKR; DYT33; LEUDEN; EIF2AK1; PPP1R83; PKR/EIF2AK2
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	5610
Gene ID	5610
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 1-270 di PKR/EIF2AK2 umano (NP_002750.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Umano
SWISS	P19525
Peso Proteico	62kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio