


Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-PLA2G1B Per Wb, Ihc-P, Elisa - P04054

Numero articolo: CM0026613



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio contro PLA2G1B umano (fosfolipasi A2) per Western blot, IHC-P ed ELISA. Reagisce con l'essere umano e il topo. Il bersaglio è coinvolto nel metabolismo dei fosfolipidi, nell'infiammazione e nella difesa anti-elmintica. Ideale per la ricerca sugli enzimi digestivi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	PLA2G1B Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	PLA2; PLA2A; PPLA2; PLA2G1B
Specie	Umano
GeneID (Umano)	5319
GeneID	5319
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 23-148 di PLA2G1B umano (NP_000919.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività incrociata	Umano, Mouse
SWISS	P04054
Peso proteico	16kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio