


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Pla2G2A Per Wb, Elisa - P14555

Numero articolo: CM0003397



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio di alta qualità mirato al PLA2G2A umano (sPLA2-IIA), validato per WB ed ELISA, con reattività crociata verso topo e ratto. Ideale per ricerche su infiammazione, difesa dell'ospite e segnalazione lipidica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	PLA2G2A mAb di coniglio
Osservazioni/Alias	MOM1; PLA2; PLA2B; PLA2L; PLA2S; PLAS1; sPLA2; PLA2G2A
Specie	Umano
GeneID	5320
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 65-144 del PLA2G2A umano (P14555).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P14555
Peso proteico	16 kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio