


Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Pla2G2A Per Wb, Elisa - P14555

Numero articolo: CM0013138



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio contro PLA2G2A umano, una fosfolipasi A2 secreta coinvolta nell'infiammazione e nella difesa antimicrobica. Validato per WB ed ELISA; adatto per ricerche sul metabolismo lipidico e sulla difesa dell'ospite.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	PLA2G2A Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	MOM1; PLA2; PLA2B; PLA2L; PLA2S; PLAS1; sPLA2; PLA2G2A
Specie	Umano
GeneID (Umano)	5320
GeneID	5320
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 21-144 di PLA2G2A umano (NP_001155201.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano
SWISS	P14555
Peso proteico	16kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio