

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Pla2G2D Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Unk4

Numero articolo: CM0030011

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-PLA2G2D di alta qualità validato per WB, IHC-P, IF/ICC ed ELISA. Rileva PLA2G2D umano e di ratto, una fosfolipasi A2 secretoria coinvolta nelle risposte antinfiammatorie. Ideale per la ricerca in immunologia e nel metabolismo dei lipidi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	PLA2G2D Rabbit pAb
Note/Alias	SPLASH; sPLA2S; PLA2IID; sPLA2-IID; PLA2G2D
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	26279
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 21-145 di PLA2G2D umano (NP_036532.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Ratto
SWISS	Q9UNK4
Peso Proteico	17kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio