

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Pla2G3 Per Wb E Elisa - Q9Nz20

Numero articolo: CM0020616

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro PLA2G3 umano (sPLA2-III), validato per WB ed ELISA. Reagisce con umano e topo. PLA2G3 è una fosfolipasi A2 secretoria coinvolta nel metabolismo lipidico, nell'infiammazione e nella ciliogenesi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	PLA2G3 Rabbit pAb
Note/Alias	SPLA2III; sPLA2-III; GIII-SPLA2; PLA2G3
Specie	Umano
GeneID (Umano)	50487
GeneID	50487
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 400-500 di PLA2G3 umano (NP_056530.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo
SWISS	Q9NZ20
Peso Proteico	57kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio