


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Pla2G4A Per Wb Ed Elisa - P47712

Numero articolo: CM0017327



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro la fosfolipasi A2 citosolica umana (PLA2G4A, cPLA2 α). Validato per WB ed ELISA, rileva proteine umane e murine. Il bersaglio è coinvolto nella biosintesi degli eicosanoidi e nella risposta infiammatoria. - P47712

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	PLA2G4A Rabbit pAb
Note/alias	GURDP; cPLA2; PLA2G4; cPLA2-alpha; PLA2G4A
Specie	Uomo
GeneID (uomo)	5321
GeneID	5321
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 550-749 della PLA2G4A umana (NP_077734.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo
SWISS	P47712
Peso della proteina	85 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante