

Anticorpo Policlonale Anti-Pla2G4D/Cpla2Delta Per If/Icc, Elisa - Q86Xp0

Numero articolo: CM0015742



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro la fosfolipasi A2 citosolica delta umana (PLA2G4D/cPLA2delta) per IF/ICC ed ELISA. Coinvolto nel metabolismo lipidico e nell'infiammazione, è espresso negli epitelii stratificati.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	PLA2G4D Rabbit pAb
Note/alias	cPLA2delta; PLA2G4D
Specie	Uomo
ID del gene (umano)	283748
ID del gene	283748
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 510-680 della PLA2G4D umana (NP_828848.3)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo
SWISS	Q86XP0
Peso della proteina	92 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante