

Anticorpo Policlonale Anti-Pla2G6 Da Coniglio Per Wb E Elisa - O60733

Numero articolo: CM0026382

introduzione

Anticorpo policlonale da coniglio specifico per PLA2G6, convalidato per western blotting (WB) e ELISA. Reagisce in modo crociato con il ratto. Ideale per la ricerca sul metabolismo dei fosfolipidi, la funzione mitocondriale e la neurodegenerazione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	PLA2G6 Rabbit pAb
Note / Alias	GVI; PLA2; INAD1; NBIA2; iPLA2; NBIA2A; NBIA2B; PARK14; PNPLA9; Cal-PLA2; IPLA2-VIA; iPLA2beta; PLA2G6
Specie	Uomo
ID gene (Uomo)	8398
ID gene	8398
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 151-250 della PLA2G6 umana (NP_003551.2).
Provenienza	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Ratto
SWISS	O60733
Peso proteico	90kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio