


Anticorpo Policlonale Anti-Pla2G7 Per Wb, Elisa - Q13093

Numero articolo: CM0013269



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro la PLA2G7 umana (PAF-AH, LP-PLA2). Convalidato per WB e ELISA con reattività crociata verso il topo. Indicato per studi sulla degradazione del fattore di attivazione piastrinica e sulle vie dell'infiammazione e dello stress ossidativo.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	PLA2G7 Rabbit pAb
Note / Alias	PAFAD; PAFAH; LP-PLA2; LDL-PLA2; PLA2G7
Specie	Uomo
ID Gene (Uomo)	7941
ID Gene	7941
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 51-240 della PLA2G7 umana (NP_005075.3).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività incrociata	Uomo, Topo
SWISS	Q13093
Peso proteico	50kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio