


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Pla2G7 Per Wb, Elisa - Q13093

Numero articolo: CM0029337



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro PLA2G7 umano (LP-PLA2, PAF-AH). Convalidato per WB e ELISA, presenta reattività crociata con topo e ratto. Adatto per lo studio dell'infiammazione, dello stress ossidativo e del metabolismo lipidico nella ricerca e nello sviluppo di prodotti IVD.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	PLA2G7 Rabbit pAb
Note/Alias	PAFAD; PAFAH; LP-PLA2; LDL-PLA2; PLA2G7
Specie	Uomo
ID gene (Uomo)	7941
ID gene	7941
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 172-441 di PLA2G7 umano (NP_005075.3)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q13093
Peso proteico	50kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio