

Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Pla2R1 Per Wb E Elisa - Q13018

Numero articolo: CM0007087



introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio anti-PLA2R1 di alta qualità convalidato per Western blot e ELISA. Reagisce con umano, topo e ratto. Ideale per studi sul recettore della fosfolipasi A2 e ricerche diagnostiche sulle malattie renali.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	PLA2R1 Coniglio mAb
Note/Alias	PLA2R; PLA2-R; PLA2IR; CLEC13C; PLA2G1R; PLA2R1
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	22925
Gene ID	22925
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 810-910 di PLA2R1 umano (NP_031392.3)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q13018
Peso Proteico	169 kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio