

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Pla2R1 Per Wb, Elisa - Q13018

Numero articolo: CM0016766



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro PLA2R1, validato per WB e ELISA in campioni di uomo, topo e ratto. Ideale per lo studio della segnalazione e delle vie di clearance del recettore della fosfolipasi A2 secretoria.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	PLA2R1 Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	PLA2R; PLA2-R; PLA2IR; CLEC13C; PLA2G1R; PLA2R1
Specie	Uomo
ID gene (Uomo)	22925
ID gene	22925
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 870-1130 della PLA2R1 umana (NP_031392.3).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q13018
Peso proteico	169kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio