

Anticorpo Policlonale Anti-Fosfatasi Alcalina Placentare (Plap) Per Wb, Ip, Elisa - P05187

Numero articolo: CM0019462



introduzione

CamelBio fornisce un anticorpo policlonale di coniglio diretto contro la fosfatasi alcalina placentare umana (PLAP), adatto per applicazioni di Western blot, immunoprecipitazione ed ELISA nella biologia placentare e nella ricerca sul cancro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifica
Nome del prodotto	Fosfatasi alcalina placentare (PLAP) pAb di coniglio
Note/Alias	ALP; IAP; ALPI; PALP; PLAP; PLAP-1; Fosfatasi alcalina placentare (PLAP)
Specie	Umana
GeneID (Uomo)	250
GeneID	250
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 260-460 della fosfatasi alcalina placentare umana (PLAP) (NP_001623.3)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IP, ELISA
Reattività crociata	Umana
SWISS	P05187
Peso proteico	58kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio