

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Contro La Fosfatasi Alcalina Placentare (Plap) Per Wb, Ihc-P, Elisa - P05187

Numero articolo: CM0008038



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio di alta qualità specifico per la fosfatasi alcalina placentare umana (PLAP). Adatto per applicazioni WB, IHC-P ed ELISA, con reattività crociata verso topo e ratto. Supporta la ricerca sulla biologia placentare e l'oncologia.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Placental alkaline phosphatase (PLAP) Rabbit mAb
Annotazioni/Alias	ALP, IAP, ALPI, PALP, PLAP, PLAP-1, Fosfatasi alcalina placentare (PLAP)
Specie	Umana
GeneID (Umana)	250
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 100-200 della fosfatasi alcalina placentare umana (PLAP) (P05187).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umana, Topo, Ratto
SWISS	P05187
Peso proteico	58kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio