

Anticorpo Monoclonale Anti-Lattogeno Placentare (Csh1) Per Elisa E If-P - P01243

Numero articolo: CM0002395

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio specifico per il Lattogeno placentare umano (CSH1), adatto per ELISA e IF-P. Progettato per la ricerca sugli ormoni placentari e la biologia riproduttiva.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	Anticorpo monoclonale di coniglio anti-Lattogeno placentare (CSH1)
Note/Alias	PL; CSA; CS-1; CSMT; GHB3; hCS-1; hCS-A; Lattogeno placentare (CSH1)
Specie	Umano
ID Gene (umano)	1442
ID Gene	1442
Immunogeno	Peptide sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 1-100 del Lattogeno placentare umano (CSH1) (CSH1) (P0DML2).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	IF-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	P01243
Peso Proteico	25kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio