


Anticorpo Policlonale Anti-Lattogeno Placentare (Csh1) Per Ihc-P, Elisa - P0Dml2

Numero articolo: CM0022401



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio anti-lattogeno placentare (CSH1) per immunohistochemistry (paraffina) e ELISA. Bersaglio dell'ormone somatomammotropina corionica 1 umana, un ormone specifico della gravidanza coinvolto nell'allattamento, nella crescita fetale e nel metabolismo. Ideale per la ricerca in biologia riproduttiva.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Lattogeno placentare (CSH1) Coniglio pAb
Osservazioni/Alias	PL; CSA; CS-1; CSMT; GHB3; hCS-1; hCS-A; Lattogeno placentare (CSH1)
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	1442
Gene ID	1442
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 27-217 del lattogeno placentare umano (CSH1) (NP_001308.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umano
SWISS	P0DML2
Peso proteico	25kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio