

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Plau Per Wb, Elisa - P00749

Numero articolo: CM0019504



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità mirato contro la PLAU umana (attivatore del plasminogeno di tipo urochinasi). Validato per WB e ELISA, presenta reazione crociata con topo e ratto. Ideale per la ricerca sulle proteasi e la fibrinolisi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	PLAU Rabbit pAb
Note/Alias	ATF; QPD; UPA; URK; u-PA; BDPLT5
Specie	Uomo
ID gene (Uomo)	5328
ID gene	5328
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 20-180 della PLAU umana (NP_002649.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reazione crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P00749
Peso proteico	49kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio