


Anticorpo Policlonale Anti-Plaur Da Coniglio Per Wb, Elisa - Q03405

Numero articolo: CM0013782



introduzione

Anticorpo policlonale anti-PLAUR da coniglio di alta qualità per Western blot (WB) e ELISA, con reattività per campioni di origine umana, di topo e di ratto. Bersaglia il recettore dell'urochinasio, proteina critica per la migrazione cellulare e il rimodellamento tissutale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	PLAUR Rabbit pAb
Annotazioni/Altri nomi	CD87; UPAR; URKR; U-PAR; PLAUR
Specie	Umana
ID gene (Umano)	5329
ID gene	5329
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 23-305 della PLAUR umana (NP_002650.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività incrociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q03405
Peso proteico	37kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio