

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Plb1 Per Wb, Elisa - Q6P1J6

Numero articolo: CM0015820

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità contro PLB1 umano, validato per WB ed ELISA. Reagisce in modo crociato con topo e ratto. Rileva una proteina di ~163 kDa. Adatto per la ricerca sul metabolismo dei lipidi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	PLB1 Rabbit pAb
Note/Alias	PLB; PLB/LIP; PLB1
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	151056
ID Gene	151056
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1110-1415 di PLB1 umano (NP_694566.4)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q6P1J6
Peso Proteico	163kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio