


Anticorpo Policlonale Anti-Plc Beta 3 (Plcb3) Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q01970

Numero articolo: CM0016093



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro PLCB3 umano, validato per WB, IHC-P, ELISA. Reagisce in modo crociato con Umano, Topo, Ratto. Mira a un enzima chiave della segnalazione GPCR. Ideale per la ricerca sulla trasduzione del segnale e lo sviluppo di saggi IVD.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	PLC beta 3 (PLCB3) Rabbit pAb
Note/Sinonimi	SMDCD; PLC beta 3 (PLCB3)
Specie	Umano
GenelD (Umano)	5331
GenelD	5331
Immunogeno	Proteina ricombinante
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q01970
Peso Proteico	139kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio