


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Plc Beta 3 (Plcb3) Per Wb, Elisa - Q01970

Numero articolo: CM0002084



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio ad alta specificità contro la proteina umana PLC beta 3 (PLCB3), adatto per Western blot e ELISA. Ideale per lo studio della segnalazione mediata da GPCR, della generazione di DAG/IP3 e della funzione dei neutrofili.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	PLC beta 3 (PLCB3) Rabbit mAb
Note / Alias	SMDCD; PLC beta 3 (PLCB3)
Specie	Umana
GenelD (umano)	5331
GenelD	5331
Immunogeno	Peptide sintetico
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umana
SWISS	Q01970
Peso proteico	139kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio