


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Plc Gamma 1 (Plcg1) Per Wb Ed Elisa - P19174

Numero articolo: CM0017177



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-PLC gamma 1 (PLCG1) di alta qualità, validato per western blotting (WB) ed ELISA. Riconosce PLCG1 umano e murino (149 kDa), un enzima chiave nella segnalazione dei fosfoinositidi coinvolto nelle vie dei recettori tirosin-chinasici, nella riorganizzazione dell'actina e nella migrazione cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	Anticorpo policlonale di coniglio anti-PLC gamma 1 (PLCG1)
Note/Alias	PLC1; NCKAP3; PLC-II; PLC148; PLCgamma1
Specie	Umano
GenelD (Umano)	5335
GenelD	5335
Immunogeno	Proteina Ricombinante
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo
SWISS	P19174
Peso Proteico	149kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio