


Anticorpo Policlonale Anti-Plc Gamma 2 (Plcg2) Per Wb, If/Icc, Elisa - P16885

Numero articolo: CM0018744



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro PLC gamma 2 umano (PLCG2), validato per WB, IF/ICC, ELISA. Reagisce anche con il topo. Fondamentale per la segnalazione transmembrana e la generazione di secondi messaggeri.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	PLC gamma 2 (PLCG2) pAb di coniglio
Note/Alias	FCAS3; APLAID; PLC-IV; PLC-gamma-2; PLC gamma 2 (PLCG2)
Specie	Umano
GeneID (umano)	5336
GeneID	5336
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-300 della PLC gamma 2 umana (PLCG2) (NP_002652.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo
SWISS	P16885
Peso della proteina	148 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante