

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Plcb2 (Plc-Beta-2) Per Wb, Elisa - Q00722

Numero articolo: CM0029623



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro PLCB2 (PLC-beta-2), validato per Western blot (WB) ed ELISA. Rileva una banda di 134 kDa in campioni umani, di topo e di ratto. Adatto per lo studio della segnalazione GPCR e delle vie della fosfolipasi C.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	PLCB2 Rabbit pAb
Note/Alias	PLC-beta-2; PLCB2
Specie	Umano
GeneID (umano)	5330
GeneID	5330
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-199 di PLCB2 umano (NP_004564.2).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q00722
Peso Proteico	134kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio