

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Plcd4 Per Wb, Elisa - Q9Brc7

Numero articolo: CM0025104

introduzione

PLCD4 Rabbit pAb rileva la fosfolipasi C delta-4 umana, murina e di ratto, adatto per Western blot e ELISA. Bersaglia un enzima di segnalazione fosfoinositide che genera DAG e IP3, coinvolto nella reazione acrosomiale e nella crescita cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	PLCD4 Rabbit pAb
Note/Alias	PLCD4
Specie	Umana
GeneID (Umana)	84812
GeneID	84812
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-290 di PLCD4 umana (NP_116115.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività incrociata	Umana, Topo, Ratto
SWISS	Q9BRC7
Peso proteico	88kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio