

Anticorpo Policlonale Anti-Plch1 Per Wb Ed Elisa - Q4Kwh8

Numero articolo: CM0018495



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-PLCH1 (Q4KWH8) validato per applicazioni di Western blot ed ELISA. Specifico per PLCH1 umano con reattività crociata verso il ratto. Ideale per lo studio delle vie di segnalazione della fosfolipasi C.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	pAb di coniglio anti-PLCH1
Note/Alias	HPE14; PLCL3; PLC-L3; PLC eta 1; PLCH1
Specie	Uomo
GeneID (umano)	23007
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1100-1400 di PLCH1 umano (NP_055811.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Ratto
SWISS	Q4KWH8
Peso della proteina	189 kDa
Spedizione	Confezione refrigerante