

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Plcxd2 Per Wb, Elisa - Q0Vaa5

Numero articolo: CM0027853

introduzione

Un anticorpo policlonale coniglio che si targeting su PLCXD2 umano, convalidato per applicazioni WB ed ELISA; cross-reagisce con topo e ratto. Ideale per studiare il ruolo della proteina contenente il dominio X PI-PLC 2 nella segnalazione lipidica e nella funzione nucleare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	PLCXD2 Coniglio pAb
Osservazioni/Alias	PLCXD2
Specie	Umano
GeneID (Umano)	257068
Gene ID	257068
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 1-305 di PLCXD2 umano (NP_001172035.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q0VAA5
Peso proteico	35kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio