

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Plcxd2 Per Wb, If/Icc, Elisa - Q0Vaa5

Numero articolo: CM0017837

introduzione

Anticorpo policlonale coniglio mirato a PLCXD2 umano, validato per Western blot, immunofluorescenza ed ELISA su campioni umani, murini e di ratto. Esplora il ruolo della proteina contenente il dominio X PI-PLC 2 nella segnalazione lipidica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	PLCXD2 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	PLCXD2
Specie	Umano
GeneID (Umano)	257068
GeneID	257068
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 1-305 di PLCXD2 umano (NP_001172035.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	Q0VAA5
Peso proteico	35kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio