

Anticorpo Policlonale Anti-PLD3 Per Wb, If/Icc, Elisa - Q8Iv08

Numero articolo: CM0023937



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio targeting PLD3 umano, validato per WB, IF/ICC, ELISA; reagisce crociatamente con il topo. Ideale per studiare la funzione dell'esonucleasi lisosomiale, l'immunità innata e il rilevamento degli acidi nucleici.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	PLD3 Rabbit pAb
Note/Alias	AD19, HUK4, HU-K4, SCA46, PLD3
Specie	Umano
GeneID (umano)	23646
GeneID	23646
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 279-490 della PLD3 umana (NP_001026866)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Topo
SWISS	Q8IV08
Peso proteico	55kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio