

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-PLD4 Per Wb, Elisa - Q96Bz4

Numero articolo: CM0013659



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-PLD4 di alta qualità, validato per WB ed ELISA contro PLD4 umano e di ratto. Ideale per studi sul rilevamento degli acidi nucleici e sull'immunità innata.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	pAb di Coniglio PLD4
Note/Alias	C14orf175; PLD4
Specie	Umano
GeneID (Umano)	122618
GeneID	122618
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 52-200 di PLD4 umano (NP_620145.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Ratto
SWISS	Q96BZ4
Peso Proteico	56kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio