


Anticorpo Monoclonale Anti-Pleckstrina Per Wb, Elisa - P08567

Numero articolo: CM0003607



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio di alta qualità specifico per Pleckstrina umana (p47), validato per Western blot e ELISA. Ideale per studi sulla segnalazione piastrinica e lo sviluppo di test diagnostici.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifica
Nome prodotto	Pleckstrina Rabbit mAb
Annotazioni/Alias	P47; PLEK1; Pleckstrina
Specie	Umana
GeneID (Umana)	5341
GeneID	5341
Immunogeno	Peptide sintetico
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Umana
SWISS	P08567
Peso Proteico	40 kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio